



«DIESER
ROLLSTUHL HAT
MIR MEINE
FREIHEIT
ZURÜCKGEBEN
UND MIR EIN
GANZ NEUES
LEBEN
ERMÖGLICHT.»

Lisa
NEUSEELAND

BELEUCHTUNGS- SET

Sie gehen aus, haben zu viel
Spass, und es wird spät?
Schalten Sie Ihr Licht an.
Befestigt auf Gummihaltern.



REHAB-SITZE

Unendlich viele Optionen für
unendlich viele Körperformen.
Sitze unserer Rehab-Serie
sind leicht verstellbar oder
können für eine bestimmte
Position individuell
angefertigt werden. Was
immer Sie auch brauchen.

KOMMEN SIE SICH NÄHER

Seitliche Transfers sind
nicht der einzige Grund,
Ihre Armstütze aus dem
Weg zu klappen.



ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE

Zahlreiche, besondere
Steuerungssysteme sind
verfügbar. Einfach zu
programmieren und einfach zu
bedienen.

magic
Mobility™

Frontier V6 All Terrain

**FÜR ULTIMATIVE
OUTDOOR
ABENTEUER**



 **SUNRISE**
MEDICAL.

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

V3/SWISS/APRIL19

**BUILT
TO LAST**

**CUSTOMISED FOR
YOUR LIFESTYLE**



**AUSTRALIAN
MADE**

Frontier
V6™



FRONTIER V6 ALL TERRAIN

Unser beliebtester Elektrorollstuhl weltweit:
Der Magic Mobility Frontier V6 All Terrain. Er ist
ideal für draussen und, wegen seiner kompakten
Grösse, auch für drinnen. Wenn Leistung und
Vielseitigkeit gefragt sind, wird der Frontier V6
All Terrain diejenigen beeindrucken, die Feldwege
dem Asphalt vorziehen.

Technische Daten:*

- Länge: 1050 mm
- Breite: 710 mm
- Sitzhöhe: 435 mm
- Wendekreis: 580 mm
- max. Nutzergewicht: 182 kg, (155 kg mit Sitzlift und Sitzneigung)
- Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
- Motor: 4-polig, 2 x 800 W
- Antriebsräder: Allrad 14" schwarz
- Chromfelgen
- Lenkräder: 9" schwarz
- 70 Ah Gel-Batterien, wartungsfrei
- R-Net Steuerung mit LCD-Anzeige
- Zentralfussraste mit Fussbrett
- Sitz-, Rückensysteme: Komfort, Rehab

Positionierung-Optionen:

- elektrisch einstellbare Optionen: Kombimodul Sitzlift (300 mm) und elektrisch verstellbare Sitzneigung (0° - 45°), elektrische Rückenwinkelverstellung, elektrische Zentralfussraste
- Sitz-, Rückensysteme: Komfort, Rehab
- Kopfstützen: Komfort, Magic standard
- Kopfstützenhalterungen: Standard, verstellbar
- Fussrasten: Zentralmontiert, manuell oder elektrisch
- Fussbrett: einteilig, hochklappbar

Optionen und Zubehör:

- LED-Beleuchtung
- USB-Ladegerät
- Gepäckträger
- weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage

Rahmenfarben:

- Rot (Standard)
- Dunkelblau
- Schwarz
- Grün
- Armeegrün
- Gelb
- Orange
- Pink
- Silber
- Blau
- Dunkelviolett

Beispiele Farbausführungen:



SCHWARZ - CHROMFELGEN



ARMEEGRÜN - CHROMFELGEN

«WIR STELLEN SEIT
25 JAHREN
KUNDENSPEZIFISCH
ANGEFERTIGTE
ROLLSTÜHLE HER,
DAMIT SIE SO
LEBEN KÖNNEN,
WIE SIE WOLLEN»

Ashley Daff
GESCHÄFTSFÜHRER




SORGFALT IM DETAIL

In Zusammenarbeit mit Ihnen
passen wir Ihren Rollstuhl Ihren
persönlichen Bedürfnissen
an. Wir wissen, dass kleine
Anpassungen einen grossen
Unterschied bewirken.

LANGLEBIG

Qualität ist für uns immer
das höchste Gebot. Da Ihr
Rollstuhl für Sie Mobilität
bedeutet, ist Verlässlichkeit
von höchster Bedeutung.
Wir investieren lieber
Zeit in die Verbesserung
unserer Produkte, als in
deren Reparatur.



DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Sobald wir feststellen,
dass wir etwas an unseren
Produkten verbessern können,
tun wir es. Unser hauseigenes
Ingenieurteam arbeitet
praxisnah mit Kunden und
Therapeuten zusammen.
Das gesamte Team arbeitet
unermüdlich daran, Ihr
Fahrerlebnis und die tägliche
Leistung Ihres Magic Mobility
Rollstuhls zu verbessern.



VON EINER AUSTRALISCHEN FIRMA IN AUSTRALIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

Wir sind stolz darauf, dass
unsere Produkte in Australien
hergestellt werden. Wir
lieben es, unsere Kunden
zu treffen, ihre sich stets
verändernden Bedürfnisse
anzuhören und diese in
den Entwicklungsprozess
einzubringen.



Magic Mobility ist Teil
der Sunrise Medical Familie.

Magic Mobility
+61 3 8791 5600

2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia
sales@magicmobility.com.au

Entdecken Sie mit uns magicmobility.com.au



* Ihr Rollstuhl ist mit Elektromotoren ausgestattet und darf NIEMALS durch Wasser, in Flüsse, Bäche und ins Meer gefahren werden.

* Technische Änderungen vorbehalten. Online nach aktueller Version suchen.

* Verschiedene Modelloptionen ausgeschlossen.