

Stand: 09/19

Rechnungsadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:



Versandadresse:
Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:

Datum:
Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

- Bestellung
- Kostenvoranschlag
- 

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Maximales Benutzergewicht: 136 Kg

Benutzergewicht: _____ Kg

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen.

Masstoleranz ± 1 cm, Massangaben in cm

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

- = Standard
- n/c = ohne Aufpreis

Grundpreis CHF 4'050

exkl. MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung



SITZEINSTELLUNGEN

Sitzbreite		Sitztiefe	
HULSW41	<input type="radio"/> 41 cm	HULSD41	<input type="radio"/> 41 cm
HULSW43	<input type="radio"/> 43 cm	HULSD43	<input type="radio"/> 43 cm
HULSW46	<input type="radio"/> 46 cm	HULSD46	<input type="radio"/> 46 cm
HULSW48	<input type="radio"/> 48 cm	HULSD48	<input type="radio"/> 48 cm
HULSW51	<input type="radio"/> 51 cm	HULSD51	<input type="radio"/> 51 cm

**Einstellbares Sitzsystem.
Sitzrahmen ist in Schritten in
Breite und Tiefe einstellbar von
41cm bis 51cm.**

CHF exkl.

HUL020204	● Sitzwinkel 3°	(0° und 6° ist einstellbar)	Std
HULSH45	○ Sitzhöhe vorne 45 cm mit 3° Sitzwinkel	(0° = 41.5 cm / 6° = 48.5 cm)	n/c
HULSH47	○ Sitzhöhe vorne 47 cm mit 3° Sitzwinkel	(0° = 44 cm / 6° = 51 cm)	n/c
STANDARD SITZ			
HUL020000	● Feste Sitzplatte		Std
HUL020201	○ Standard Sitzkissen 5 cm	(nur mit Rückenbespann anpassbar)	n/c
HUL030000	● Rückenwinkel manuell einstellbar	(-4° bis 12°)	Std
HUL030001	○ Rückenbespannung anpassbar, Höhe 48 cm	(+/- 2.5 cm) (nur mit Standard Sitzkissen)	n/c
JAY COMFORT SITZKISSEN mit Inkontinenzbezug, stretch			
JCL020003	○ Kissen Standard	(8 cm)	n/c
JCL020007	○ Kissen Optimum	(anatomisch geformt) (9 cm)	n/c
HUL020203	○ Ohne Sitzkissen		n/c
JAY COMFORT RÜCKEN mit Velourbezug			
JCL030004	○ Mit harter Schale → ohne anpassbaren Bändern!	(50 cm Rückenhöhe) (standard Form)	n/c
JCL030006	○ Mit horizontal anpassbaren Bändern	(57 cm Rückenhöhe) (standard Form)	n/c
JCL030012	○ Mit horizontal anpassbaren Bändern, "Deep Contour"	(57 cm Rückenhöhe) (passive Form)	n/c
JCL030010	○ Mit horizontal anpassbaren Bändern, "Deep Contour"	(57 cm Rückenhöhe) (active Form)	n/c
HUL030009	○ Ohne Rücken		n/c

Hula

CHF exkl.

ARMAUFLAGE			
	● Hochklappbar; Höhen-/winkeleinstellbar; Polster 38.5 cm x 6 cm	(inkl. Kleiderschutz)	Std
FUSSRASTE			
HUL050000	● Fussraste 90° zentral montiert fix mit Fussbrett hochklappbar	(UL 35 cm) (+/- 1.5 cm einstellbar)	Std
STEUERUNG VR2			
HUL110000	● VR2 Steuerung		Std
HUL110002	○ Anbau Bedienpult rechts	(parallel abschwenkbar)	n/c
HUL110003	○ Anbau Bedienpult links	(parallel abschwenkbar)	n/c
RADGRÖSSEN			
	● 10" Antriebsrad pannensicher		Std
	● 6" Lenkrad vorne und hinten pannensicher		Std
ANTRIEB			
HUL100001	● Antriebsmotor 6 km/h		Std
FARBE			
	● Red		Std
BATTERIEN			
	● 36 Ah wartungsfrei		Std
LADEGERÄT			
HUL030200	● 220 V/ 5 A Ladegerät		Std
ZUBEHÖR			
	● Fixationen für den Behindertentransport montiert/gekennzeichnet		Std
	● Beckengurt		Std
HUL090005	<input type="checkbox"/> Therapietisch abschwenkbar		480
NOTIZEN			

Sitzbreite:

Innenseite Seitenteil bis Innenseite Seitenteil.

Sitztiefe:

Sitzplatte vorne bis Rückenrohr.

Comfort Sitzkissen vorne bis mitte Comfort Rücken.

Rückenhöhe:

Sitzplatte bis Oberkante Rückenbespannung.

QUICKIE Hula	Grundpreis	CHF	4'050
Summe der Mehrpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	85
MWSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	