

ELEKTRISCHER ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE Generation 2019

Elektrischer Zusatzantrieb
mit einzigartigem Konzept:
Duales Greifreifen-System
mit Zusatzantrieb und
kontinuierlichem Elektroantrieb



Bild kann vom effektiven Produkt abweichen.

BESTELLFORMULAR

Rechnungsadresse:

Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:
E-Mail:

Versandadresse:

Lieferung an Rechnungsadresse

Firma:
Strasse:
PLZ/Ort:
Fon:
E-Mail:

Bestellinformationen:

Bestellung Kostenvoranschlag Built-4-Me
Datum:
Kommission:
Stand 09/19, Preise gültig ab 01.01.2017

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

CHF 10'490 (inkl. Anbauset, startklar)

exkl. MwSt. / unverbindliche Preisempfehlung

Tarifposition Sozialversicherung: 90.221.000

TECHNISCHE DATEN

WheelDrive // ROLLSTUHL ZUSATZANTRIEB

Max. Benutzergewicht	130 kg
Zusatzbreite im Vergleich zu man. Rollstuhl (Set)	43 mm
Gewicht der Batterien (Set)	3.6 kg
Totalgewicht inkl. Batterie (pro Rad)	11.5 kg
Totalgewicht exkl. Batterie (pro Rad)	9.7 kg
Radgrösse	24"
Max. Radsturz	3°

Max. Geschwindigkeit (Assistenz-Greifreifen)	10 km/h
Max. Geschwindigkeit (Fahr-Greifreifen)	6 km/h
Max. Reichweite (Assistenz-Greifreifen)	ca. 20 km
Max. Reichweite (Fahr-Greifreifen)	ca. 12 km
Max. Kantensteigfähigkeit (Rückwärtsfahrt)	50 mm
Ladezeit (volle Ladung)	ca. 2 Std.

Für Personen mit eingeschränkter Kraft, Selbstfahrer, Verwendung im Innen- und Aussenbereich.
Der Zusatzantrieb "WheelDrive" verbindet aktive Mobilität und therapeutischen Nutzen in optimaler Weise miteinander.

BESTELLFORMULAR ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE

ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE - EINZEL-RÄDER (inklusive Sicherheitsrad, Batterie & Ladegerät)		Preis CHF
<input checked="" type="checkbox"/> 1019498	WheelDrive mit 24" Marathon Plus Evolution, Luftbereifung mit Pannenschutzgürtel, rechts	5'000
<input checked="" type="checkbox"/> 1019499	WheelDrive mit 24" Marathon Plus Evolution, Luftbereifung mit Pannenschutzgürtel, links	5'000

Anbau WheelDrive (Bitte wählen Sie ein entsprechendes Anbauset)

<input type="checkbox"/> 9011414	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12 mm (für Achsadapter 25 - 75 mm)	490
<input type="checkbox"/> 9011415	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12.7 mm (für Achsadapter 25 - 75 mm)	490
<input type="checkbox"/> 9011416	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12 mm, kurz (für Achsadapter 37 mm)	490
<input type="checkbox"/> 9011417	Anbauset, Schnellverschluss-Achse, Durchmesser 12.7 mm, kurz (für Achsadapter 37 mm)	490

Anbau bei Sunrise Medical (in Kombination mit einer Bestellung eines neuen Sunrise Medical Rollstuhls = gratis!)

<input type="checkbox"/> 1017394	Anbau bei Sunrise Medical. Bitte Rollstuhl-Modell und Benutzergewicht angeben:	345
	Rollstuhl: Marke / Modell:	
	Benutzergewicht:	

ZUBEHÖR		Preis CHF
<input type="checkbox"/> 1019491	Speichenschutz 24", Set	278
<input type="checkbox"/> 1018562	Greifreifenüberzug 24", Set (für Assistenz-Greifreifen)	139
<input type="checkbox"/> 1019489	Zusatzbatterien 3.8 Ah, Set	1'700

BEMERKUNGEN

Nähere Informationen zur WheelDrive Kompatibilität finden Sie auf der folgenden Seite.

ZUSATZANTRIEB WHEELDRIVE			
Zusatzantrieb WheelDrive komplett inkl. Anbauset	Grundpreis	CHF	10'490
Summe der Mehr-/Minderpreise		CHF	
Verpackung und Frachtkostenanteil		CHF	45
MwSt 7.7%		CHF	
Gesamtpreis		CHF	



Sunrise Medical AG
 Erlenauweg 17
 3110 Münsingen
 Fon 031 958 3838
 cs@s 031 958 3848
 www.SunriseMedical.ch