

Kombinationsübersicht

R20



Hersteller / Model	Docking	Hersteller / Model	Docking
Sunrise Medical		Meyra	
Breezy BasiX ²	B	Service 3.600	B
Breezy RubiX ²	B	Budget	B
Breezy RubiX ² Comfort	B	Avanti	B
Breezy RelaX ²	B	Avanti Pro	B
Breezy Cirrus G5	B	Solero light	B
Breezy Cirrus G5 Base	B	S3 Swing	B
Breezy Emineo	B	Eurochair family	B
Breezy Exigo 20	B	Smart F & S	B
Sopur Easy Life	A/B	Invacare*	B
Sopur Easy Life T	A/B	Rea Clematis	B
Sopur Easy Life R	A/B	Rea Azalea Family	B
Sopur Easy Life RT	A/B	Rea Dahlia	B
Sopur Easy 200	A/B	Action 1 / 2 / 3 / 4 / 5	B
Sopur Easy 300	A/B	Action XT	B
Sopur Neon ²	B	Rea Focus	B
Zippie Youngster 3	B	XLT	B
Bischoff & Bischoff		Drive	
S-Eco 300, S-Eco 300 XL	B	Litec / Litec 2G / Litec 2G Plus	B
S-Eco 2	B	Freetec	B
Pyro Light Optima, Pyro Light Optima XL	B	Ecotec / Ecotec 2G	B
Pyro Light, Pyro Light XL	B	Rotec / Rotec XL	B
Pyro Start, Pyro Start Plus	B	Vassilli	
BX 11	B	VARIO Plus	B
		Dietz	
		AS 01**	B
		Caneo Serie (inkl. XL)	B
		Tomtar BasiK, BasiK+	B
		Serena II**	B

Bitte beachten Sie: Die obige Liste ist ein Hinweis auf Rollstuhlmodelle, an denen der R20 montiert werden kann. Baujahr, Rahmenform, Rückenzubehör, Verbindungsstangen zwischen Seitenrahmen und Rahmenezubehör sind jedoch von Einfluss. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es testen um 100% sicher zu sein! Bei Zweifeln wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Kombinationsübersicht zeigt nur Rollstühle mit einer unterschriebenen Kombinationsvereinbarung. Informationen zum Andocken finden Sie auf der nächsten Seite.

* Nur mit Trommelbremse

** Benötigen spezielles Kit für Rohrdurchmesser > 30 mm

R20

Docking Information

Die faltbare Schiebehilfe R20 passt mühelos auf nahezu alle gängigen manuellen Rollstühle mit folgenden Abmessungen:

Box Rahmen oder ähnlicher Rahmentyp mit einem Rohrdurchmesser von 22 - 28 mm. Für Rahmenrohrdurchmesser 30 mm kann ein spezielles Kit (Artikelnummer 07501106) bestellt werden.

Sitzbreite 320 - 600 mm

Hintere Sitzhöhe > 380 mm


Lange oder höhenverstellbare Schiebegriffe um die Bedieneinheit zu befestigen – benötigt mind. 10 mm Freiraum.



Version A mit Schrauben:

Benötigt ein vorhandenes horizontales Loch im Rahmenrohr. Wird im Allgemeinen mit Sunrise Medical Aktivrollstühlen aus Malsch (Easy 200/300, Easy Life) verwendet.

Auch für X-Family²-Rollstühle wie BasiX² und RubiX². Ersetzen Sie einfach den Kreuzstrebenclip.



Version B zum Klemmen:

Wird am unteren Rahmenrohr festgeklemmt. Im Allgemeinen für alle Rollstühle ausser Aktivrollstühle. (Standard, z. B. für X-Family² Rollstühle).