



Balance

Stand: 09/19

Rechnungsadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:



Versandadresse:

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Fon:

Datum:

Kommission:

Sunrise Medical Auftragsnummer:

JAY® Balance - Merkmale

Fluid- oder Lufttechnologie, um individuelle oder sich verändernde Bedürfnisse zu berücksichtigen. Optimale Einsinkeigenschaften im Beckenbereich sowie gute Positionierungsmöglichkeiten.

Innovatives System mit 2 Kissenbezügen: wasserabweisender Innenbezug zur einfachen Reinigung in Kombination mit 3 verschiedenen (waschbaren) Aussenbezügen:

Microklima-, Stretch- & Inkontinenzbezug

E-Mail Kundendienst: cs@sunrisemedical.ch

Max. Benutzergewicht: 150 kg (SB 34-50cm)
225 kg (SB 56-60cm)

Benutzergewicht kg

Anwendungsmöglichkeiten Beispiel:

Kunden mit hohem Dekubitus-Risiko sowie leichten bis hin zu starken Anforderungen an eine Haltungskorrektur.

Symmetrische bis asymmetrische Haltungskorrekturen; mediale, laterale, vor- und rückwärts Stabilisierung wie auch optimale Positionierung möglich.

Grundpreis ab CHF 880 exkl. MWSt
unverbindliche Preisempfehlung

Garantie

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Bei Bestellung eines Jay Balance Kissens bitten wir Sie um Einhaltung der nachfolgenden Schritte. Zubehör siehe Folgeseiten.

Beispiel:

| | Sitzbreite | Sitztiefe | Kissenauflage | Kissenbezug | Positionierung | |
|--------------------|------------|-----------|---------------|-------------|----------------|-----------|
| JBALC | 40 | 42 | FL | M | P | EU |
| Jay Balance Kissen | SCHRITT 1 | SCHRITT 2 | SCHRITT 3 | SCHRITT 4 | SCHRITT 5 | |

Beispiel eines vollständigen Codes: **JBALC4042FLMPEU**

| JAY BALANCE SITZKISSEN | | Code # | Preis |
|------------------------|-------------------|--------|-------|
| Jay Balance | Fluid Technologie | JBALC | 880 |
| Jay Balance | Luft Technologie | JBALC | 880 |


JBALC

SCHRITT 1 & 2

| SITZBREITE (SB) UND SITZTIEFE (ST) | | Code # | Preis |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| Standard Kissen | (Breite 34 - 50 cm, Benutzergewicht 150 kg) | SBST | Std |
| Sondergrössen | (Breite 56 - 60 cm, Benutzergewicht 225 kg) | SBST | n/c |

Wie wird gemessen?

Messung erfolgt am kompletten Kissen inkl. Kissenbezug



Sitzbreite X cm

Messung von Aussenkante links bis Aussenkante rechts des Kissens.

Sitztiefe Y cm

Messung ab Rückenlehnen-aussparung hinten bis Vorderkante des Kissens.

Sitzbreite x Sitztiefe

SCHRITT 1 SCHRITT 2

| | | Sitzbreite (SB) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
| Sitztiefe (ST) | 34 | ○ | | | | | | | | | | |
| | 36 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| | 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 44 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 46 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 48 | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 50 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 56 | | | | | | | | | | ○ | ○ |
| 60 | | | | | | | | | | ○ | ○ | |
| Grösse Becken-aussparung (PLA) | | A | | | B | | | | C | | | |

**SCHRITT 3**

| FLUID Technologie | Auswahl | Code # |
|-------------------|--------------------------|--------|
| Fluid Auflage | <input type="checkbox"/> | FL |




Fluid (FL)

| LUFT Technologie * | Auswahl | Code # |
|---|--------------------------|--------|
| Luft Auflage, 1-Kammersystem, 1 Ventil | <input type="checkbox"/> | AS |
| Luft Auflage, 2-Kammersystem, 2 Ventile | <input type="checkbox"/> | AD |



Luft (AS)



Luft (AD)

FL oder AS oder AD

SCHRITT 3

Die Grösse der Beckenaussparung (PLA Grösse: A, B oder C) wird automatisch über die gewählte Kissenbreite bestimmt (siehe Matrix auf Seite 1).

SCHRITT 4

| ÄUSSERER KISSENBEZUG | Auswahl | Code # |
|----------------------|--------------------------|--------|
| Microklimabezug | <input type="checkbox"/> | M |
| Stretchbezug | <input type="checkbox"/> | S |
| Inkontinenzbezug | <input type="checkbox"/> | I |

M oder S oder I

SCHRITT 4

Alle Kissen werden mit einem wasserabweisenden Innenbezug geliefert.

SCHRITT 5

(Optionaler Schritt - nur auswählen, wenn ein Positionierungskissen gewünscht wird)

| POSITIONIERUNGS-KIT * | Auswahl | Code # |
|-----------------------|--------------------------|--------|
| Positionierungs-Kit | <input type="checkbox"/> | P |

Beinhaltet jeweils 1 Element der folgenden Komponenten:

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------|
| Lateraler Oberschenkelsupport | links | Höhe 2.5 cm |
| Lateraler Oberschenkelsupport | rechts | Höhe 2.5 cm |
| Medialer Oberschenkelsupport | | Höhe 2.5 cm |
| Lateraler Beckensupport | links | Höhe 2.5 cm |
| Lateraler Beckensupport | rechts | Höhe 2.5 cm |



P / leer (Option)

SCHRITT 5

* Alle JAY Balance Kissen mit Positionierungs-Komponenten werden mit einem spezifisch dafür vorgesehenen wasserabweisenden Stretch-Innenbezug geliefert, um die Komponenten auch an der vorgesehenen Stelle anbringen zu können (vgl. Abbildung).

ZUBEHÖR**Ersatzbezug, äusserer Kissenbezug**

| | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CJBALC ____ MEU | Microklimabezug | 133 |
| <input type="checkbox"/> | CJBALC ____ SEU | Stretchbezug | 133 |
| <input type="checkbox"/> | CJBALC ____ IEU | Inkontinenzbezug | 133 |

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

Ersatzbezug, innerer Kissenbezug

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--|-----------|
| <input type="checkbox"/> | CIFLJBALC ____ EU | Innerer Bezug Fluid Auflage | 89 |
| <input type="checkbox"/> | CIFLPJBALC ____ EU | Innerer Bezug Fluid Aufl. Positionierung | 89 |
| <input type="checkbox"/> | CIABALC ____ EU | Innerer Bezug Luft Auflage | 89 |
| <input type="checkbox"/> | CIAPJBALC ____ EU | Innerer Bezug Luft Aufl. Positionierung | 89 |

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

Ersatz-Kissenbasis

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BJBALC ____ EU | Kissenbasis | 328 |
|--------------------------|----------------|-------------|------------|

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

Feste Sitzeinlage

| | | | |
|--------------------------|----------|------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | JSI ____ | Feste Sitzeinlage (aus Holz) | 77 |
|--------------------------|----------|------------------------------|-----------|

SBST Bitte Code mit Kissenbreite-/tiefe ergänzen

Weiteres Zubehör: siehe Folgeseite

JAY BALANCE CODE

| | Sitzbreite (SB) | Sitztiefe (ST) | FL / AS / AD | M / S / I | P / leer (Option) | EU |
|-------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-------------------|----|
| JBALC | | | | | | |
| | SCHRITT 1 | SCHRITT 2 | SCHRITT 3 | SCHRITT 4 | SCHRITT 5 | |

Bemerkungen:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

WICHTIGE HINWEISE

Je nach Wahl der Kissenauflage (Fluid oder Luft) sowie der Positionierungs-Komponenten, wird automatisch ein passender Kissen-Innenbezug mitgeliefert. Beispiel: Ein Kissen, welches mit Fluid-Auflage und Positionierungskomponenten bestellt wird, enthält einen unterschiedlichen Kissen-Innenbezug gegenüber einem Standard Fluid-Kissen ohne Positionierungskomponenten.

Für Modifikationswünsche im Zusammenhang mit dem JAY Balance Kissen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

| JAY Balance | Grundpreis | CHF | 880 |
|-----------------------------------|------------|-----|-----|
| Summe der Mehr-/Minderpreise | | CHF | |
| Verpackung und Frachtkostenanteil | | CHF | 13 |
| MWSt 7.7% | | CHF | |
| Gesamtpreis | | CHF | |

POSITIONIERUNGSKOMPONENTEN *

EINZELKOMPONENTEN

| Beschreibung | | Höhe | für Sitztiefe 34 - 40 cm | für Sitztiefe 42 - 60 cm | Preis |
|-------------------------------|--------|--------|--|--|-------|
| Lateraler Oberschenkelsupport | links | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCLTLH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLTLH | 77 |
| Lateraler Oberschenkelsupport | rechts | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCLTRH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLTRH | 77 |
| Lateraler Oberschenkelsupport | Paar | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCLTLH-S/JBALCLTRH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLTLH/JBALCLTRH | 134 |
| Medialer Oberschenkelsupport | | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCMT-S | <input type="checkbox"/> JBALCMT | 77 |
| Lateraler Beckensupport | links | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCLPLH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLPLH | 77 |
| Lateraler Beckensupport | rechts | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCLPRH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLPRH | 77 |
| Lateraler Beckensupport | Paar | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCLPLH-S/JBALCLPRH-S | <input type="checkbox"/> JBALCLPLH/JBALCLPRH | 134 |

POSITIONIERUNGS-KIT

| Beschreibung | Höhe | für Sitztiefe 34 - 40 cm | für Sitztiefe 42 - 60 cm | Preis |
|--|--------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Gesamtes Positionierungs-Kit <small>Beinhaltet jeweils 1 Element der oben erwähnten Einzelkomponenten</small> | 2.5 cm | <input type="checkbox"/> JBALCPKIT-S | <input type="checkbox"/> JBALCPKIT | 258 |



FLUID UND LUFT AUFLAGEN *

| PLA A | | | PLA B | | | PLA C | | |
|--|-----------------|-------|--|-----------------|-------|--|-----------------|-------|
| Beckenaussparung Grösse PLA A Kissenbreite von 34 - 38 cm | | Preis | Beckenaussparung Grösse PLA B Kissenbreite von 40 - 48 cm | | Preis | Beckenaussparung Grösse PLA C Kissenbreite von 50 - 60 cm | | Preis |
| <input type="checkbox"/> FLJBALCAEU | Fluid Auflage | 565 | <input type="checkbox"/> FLJBALCBEU | Fluid Auflage | 565 | <input type="checkbox"/> FLJBALCCEU | Fluid Auflage | 565 |
| <input type="checkbox"/> J3CSAASEU | Luft, 1 Ventil | 565 | <input type="checkbox"/> J3CSBASEU | Luft, 1 Ventil | 565 | <input type="checkbox"/> J3CSCASEU | Luft, 1 Ventil | 565 |
| <input type="checkbox"/> J3CSAADEU | Luft, 2 Ventile | 565 | <input type="checkbox"/> J3CSBADEU | Luft, 2 Ventile | 565 | <input type="checkbox"/> J3CSCADEU | Luft, 2 Ventile | 565 |

KORREKTUR BECKENSCHIEFSTAND

| Beschreibung | Höhe | | | | Preis |
|-------------------------------|--------|------|--------------------------------------|---|-------|
| Hüfterhöhung für PLA A | links | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-ALH | | 77 |
| Hüfterhöhung für PLA B | links | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-BLH | | 77 |
| Hüfterhöhung für PLA C | links | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-CLH | | 77 |
| Zusatz-Hüfterhöhung für PLA C | links | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-DLH | (kann als Zusatz über Hüfterhöhung PLA C gelegt werden) | 77 |
| Hüfterhöhung für PLA A | rechts | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-ARH | | 77 |
| Hüfterhöhung für PLA B | rechts | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-BRH | | 77 |
| Hüfterhöhung für PLA C | rechts | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-CRH | | 77 |
| Zusatz-Hüfterhöhung für PLA C | rechts | 1 cm | <input type="checkbox"/> JBALCOP-DRH | (kann als Zusatz über Hüfterhöhung PLA C gelegt werden) | 77 |

Sie können 1 oder max. 2 Hüfterhöhungen pro Seite anbringen. Die Hüfterhöhungen können mittels Klettverschluss übereinander gelegt werden (max. 2 pro Seite).

Anleitung zum Stapeln der Hüfterhöhungen:

Für PLA Grösse A: Bestellen Sie 1 Stk. Grösse PLA A und 1 Stk. Grösse PLA B (links oder rechts - je nach Wunsch)

Für PLA Grösse B: Bestellen Sie 1 Stk. Grösse PLA B und 1 Stk. Grösse PLA C (links oder rechts - je nach Wunsch)

Für PLA Grösse C: Bestellen Sie 1 Stk. Grösse PLA C und 1 Stk. Zusatz-Hüfterhöhung für PLA C (links oder rechts - je nach Wunsch)

Hinweis: Kissen oder Innenbezüge, welche vor Februar 2017 erworben wurden, enthalten kein Klettmaterial fürs Anbringen der Hüfterhöhungen-Einlagen.

*** WICHTIGE HINWEISE**

Wenn Sie von einer Positionierungsversion auf eine Standardversion wechseln (oder umgekehrt), muss auch der Kissen-Innenbezug ausgewechselt werden (unterschiedliche Versionen des Innenbezugs).

Wenn Sie von einer Fluid- auf eine Luftauflage wechseln (oder umgekehrt), muss auch der Kissen-Innenbezug ausgewechselt werden (unterschiedliche Versionen des Innenbezugs).

Für Modifikationswünsche im Zusammenhang mit dem JAY Balance Kissen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.