


**Rechnungsadresse**
**Firma:** \_\_\_\_\_  
**Kommission:** \_\_\_\_\_  
**Strasse:** \_\_\_\_\_  
**PLZ/Ort:** \_\_\_\_\_  
**Datum:** \_\_\_\_\_  
**Unterschrift:** \_\_\_\_\_

**Versandadresse:**
**Firma:** \_\_\_\_\_  
**Strasse:** \_\_\_\_\_  
**PLZ/Ort:** \_\_\_\_\_

 Bitte senden Sie die Bestellung an:  
**Fax 031 958 3848** - Fon 031 958 3838  
 Sunrise Medical AG - Erlenuweg 17, 3110 Münsingen  
 info@sunrisemedical.ch - www.sunrisemedical.ch


**Grundpreis = CHF 4460**

Bei Ersatzteilbestellung bitte unbedingt Artikel-Nr. angeben, keine Code-Nr.

Alle Preise in CHF exkl. MWST

Masstoleranzen ± 1 cm, alle Massangaben in cm

Wir bitten Sie ausschliesslich mit diesem Bestellformular zu bestellen

**STD = Standard Option**
**n/c = Option ohne Aufpreis**

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

| Quickie Modell                   |   |      | Sitzbreite (siehe auch Matrix)   | n/c |
|----------------------------------|---|------|--|-----|
| <b>Modell</b>                    |   |      |  |     |
| <input type="checkbox"/> 155WM15 | Allcourt Aluminium Sitzrahmen                     | 4460 | <input type="checkbox"/> 155S3 30.50cm (12")                               | n/c |
| <b>Rahmen</b>                    |   |      | <input type="checkbox"/> 155S4 33.00cm (13")                               | n/c |
| <b>Basisrahmen</b>               |   |      | <input type="checkbox"/> 155S5 35.50cm (14")                               | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155BF01 | Basisrahmen ohne Antikippgrad                     | n/c  | <input type="checkbox"/> 155S6 38.00cm (15")                               | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155BF02 | Basisrahmen mit integriertem Einzel-Antikippgrad  | Std  | <input type="checkbox"/> 155S7 40.75cm (16")                               | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155BF03 | Basisrahmen mit integriertem Doppel-Antikippgrad  | 156  | <input type="checkbox"/> 155S8 43.25cm (17")                               | n/c |
| <b>Rahmenfarbe</b>               |   |      | <input type="checkbox"/> 155S9 45.75cm (18")                               | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C140 | Aztec Gold  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155S10 48.25cm (19")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C2   | Black   | n/c  | <input type="checkbox"/> 155S47 50.75cm (20")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C141 | Black Cherry                                      | n/c  | <b>Optionale Sitzweite (nur mit Aluminium-Seitenschutz (Anbau aussen))</b> |     |
| <input type="checkbox"/> 155C10  | Black Opal  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155OW1 plus 1.25cm (1/2")                         | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C38  | Blue Opal   | n/c  | <b>Sitztiefe (siehe auch Matrix)</b>                                       |     |
| <input type="checkbox"/> 155C36  | Candy Blue  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD3 25.50cm (10")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C14  | Candy Purple                                      | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD4 28.00cm (11")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C35  | Candy Red   | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD5 30.50cm (12")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C142 | Electric Blue                                     | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD6 33.00cm (13")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C143 | Evergreen   | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD7 35.50cm (14")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C126 | Glow  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD8 38.00cm (15")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C144 | Green Apple                                       | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD9 40.75cm (16")                              | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C147 | Hot Pink  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD10 43.25cm (17")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C148 | Mauve Pink  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD11 45.75cm (18")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C103 | Rootbeer  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD12 48.25cm (19")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C114 | Sparkle Silver                                    | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SD73 50.75cm (20")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C145 | Sunrise Orange                                    | n/c  | <b>Sitzbespannung</b>  |     |
| <input type="checkbox"/> 155C113 | Titanium Color Paint                              | n/c  | <input type="checkbox"/> 155SL1 Standard Sitzbespannung                    | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C8   | Yellow  | n/c  | <b>Sitzplatte</b>  |     |
| <input type="checkbox"/> 155C116 | Matte Black                                       | n/c  | <input type="checkbox"/> 155PN5 Sitzplatte auf halber Sitztiefe            | 95  |
| <input type="checkbox"/> 155C151 | Matte Black Cherry                                | n/c  | <b>Kissen</b>  |     |
| <input type="checkbox"/> 155C150 | Matte Electric Blue                               | n/c  | <input type="checkbox"/> 155CU1 Quickie Standard 5cm Schaumstoff Kissen    | 125 |
| <input type="checkbox"/> 155C149 | Matte Evergreen                                   | n/c  | <input type="checkbox"/> 155CU2 ohne Sitzkissen                            |     |
| <input type="checkbox"/> 155C152 | Matte Purple                                      | n/c  | <b>Sitzhöhen (Boden zu Sitzfläche)</b>                                     |     |
| <b>Rahmen-Sonderfarben</b>       |   |      | <b>Hintere Sitzhöhe</b>  |     |
| <input type="checkbox"/> 155C42  | Stars & Stripes                                   | 248  | <input type="checkbox"/> 155RH11 33.00cm (13")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155C108 | Zebra (bitte Grundfarbe aus Std Farben wählen)    | 248  | <input type="checkbox"/> 155RH13 35.50cm (14")                             | n/c |
| <b>Schutzbügel vorne</b>         |   |      | <input type="checkbox"/> 155RH15 38.00cm (15")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155FT6  | Schutzbügel vorne                                 | n/c  | <input type="checkbox"/> 155RH17 40.75cm (16")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155FT57 | StandUp Option für Schutzbügel                    | 47   | <input type="checkbox"/> 155RH19 43.25cm (17")                             | n/c |
| <b>Sitz und Optionen</b>         |   |      | <input type="checkbox"/> 155RH20 45.75cm (18")                             | n/c |
| <b>Rahmenlänge</b>               |   |      | <input type="checkbox"/> 155RH21 48.25cm (19")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155FL50 | Basisrahmenlänge kurz 38.00cm (15") <sup>3</sup>  | n/c  | <input type="checkbox"/> 155RH22 50.75cm (20")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155FL51 | Basisrahmenlänge STD 43.25cm (17") <sup>2/4</sup> | n/c  | <input type="checkbox"/> 155RH23 53.25cm (21")                             | n/c |
| <input type="checkbox"/> 155FL52 | Basisrahmenlänge lang 48.25cm (19")               | n/c  | <b>Fussnoten</b>   |     |
| <input type="checkbox"/> 155FL53 | Basisrahmenlänge X-lang 53.25cm (21")             | n/c  | 2) Nicht möglich mit Sitztiefe 25.50 bis 28.00cm                           |     |
|                                  |   |      | 3) Nicht möglich mit Sitztiefe 43.25 bis 50.75cm                           |     |
|                                  |   |      | 4) Nicht möglich mit Sitztiefe 48.25 bis 50.75cm                           |     |

| Vordere Sitzhöhe  |         |   |
|---|---------|---|
| <input type="checkbox"/>                                      | 155SH14 | 40.75cm (16") n/c   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155SH16 | 43.25cm (17") n/c   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155SH18 | 45.75cm (18") n/c   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155SH21 | 48.25cm (19") n/c   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155SH24 | 50.75cm (20") n/c   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155SH27 | 53.25cm (21") n/c   |
| Rücken  |         |   |
| Rückenausführung  |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155BT1  | Rückenlehne vorklappbar n/c                               |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155BT3  | Rückenlehne starr n/c                                     |
| Rückenhöhe  |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155B128 | 23.00cm (09") n/c   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155B133 | Verstellbereich 25.50-33.00cm (10"-13") n/c               |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155B83  | Verstellbereich 30.50-40.75cm (12"-16") n/c               |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155B134 | Verstellbereich 38.00-45.75cm (15"-18") n/c               |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155B135 | Verstellbereich 43.25-50.75cm (17"-20") n/c               |
| Rückenbespannung  |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155BU1  | gepolstert, Standard Std                                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155BU13 | gepolstert, Velcro anpassbar (Sportausführung) 195        |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155BU14 | ohne Bespannung -15                                       |
| Fussstütze  |         |   |
| Fussauflage   |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155F234 | Aluminium einteilig winkelverstellbar n/c                 |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155F39  | Alu einteilig winkelverstellbar, Klemmen hochmontiert n/c |
| Distanzstücke zum Hochmontierten der Fussauflage <sup>1</sup> |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155AD1  | plus 5cm (2") 143   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155AD2  | plus 10cm (4") 143  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155AD3  | plus 15cm (6") 143  |
| Vorderrad   |         |   |
| Vorderrad   |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155CW1  | 3" Micro n/c  |
| Achs-/Radsturz  |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155CI10 | 16° n/c   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155CI11 | 20° n/c   |
| Hinterrad und Achse   |         |   |
| Achse   |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155AX4  | Schnellverschluss Steckachse Std                          |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155AX11 | Steckachse mit Tetraentriegelung 135                      |
| Hinterrad (ab 559mm und Spinergy-Rad mit Doppelprofilfelge)   |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW53 | 24" (540mm) Speichen (gekreuzt eingespeicht) Std          |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW69 | 25" (559mm) Hochflansch-Tennis-Nabe (gekreuzt gesp.) 316  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW70 | 25" (559mm) Hochflansch-Basket-Nabe (gekreuzt gesp.) 316  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW66 | 26" (590mm) Hochflansch-Basket-Nabe (gekreuzt gesp.) 316  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW72 | 28" (700C) Hochflansch-Basket-Nabe (gekreuzt gesp.) 316   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW57 | 24" Spinergy (540mm) schwarz 830                          |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW59 | 25" Spinergy (559mm) schwarz 830                          |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW61 | 26" Spinergy (590mm) schwarz 830                          |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW63 | Ohne Hinterrad und Achse 24" (540mm) n/c                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW64 | Ohne Hinterrad und Achse 25" (559mm) n/c                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW65 | Ohne Hinterrad und Achse 26" (590mm) n/c                  |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RW71 | Ohne Hinterrad und Achse 28" (700C) n/c                   |
| Hinterrad Bereifung   |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RT31 | Hochdruckbereifung Std                                    |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RT5  | Turbo Hochdruckbereifung n/c                              |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155RT7  | Continental Schlauchreifen 149                            |
| Greifreifen   |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155HR1  | Aluminium eloxiert n/c                                    |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155HR4  | Aluminium plastifiziert 135                               |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155HR7  | ohne Greifreifen -20                                      |
| Greifreifen Stegabstand                                       |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155TB1  | Greifreifenmontage Standard Std                           |
| Antikipp-Vorrichtung  |         |   |
| Antikipp  |         |   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155AT39 | Antikippfix Std   |
| <input type="checkbox"/>                                      | 155AT40 | Antikippfix mit Schnellverschluss Steckachse 127          |



Bitte informieren Sie sich bei unserem Kundendienst über massgeschneiderte Rollstühle

| QUICKIE AIIcOURT                  | Grundpreis | CHF | 4460 |
|-----------------------------------|------------|-----|------|
| Summe der Mehr-/Minderpreise      |            | CHF |      |
| Verpackung und Frachtkostenanteil |            | CHF | 45   |
| MWSt. 7.7%                        |            | CHF |      |
| <b>Gesamtpreis</b>                |            | CHF |      |

| Zubehör                    |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| Speichen- und Fingerschutz |         |  |
| <input type="checkbox"/>   | 155A24  | Transparent 176                                  |
| <input type="checkbox"/>   | 155A23  | Schwarz 176                                      |
| <input type="checkbox"/>   | 155A25  | Sport, hoch profiliert 176                       |
| <input type="checkbox"/>   | 155A26  | Sport, tief profiliert 176                       |
| Seitenschutz               |         |  |
| <input type="checkbox"/>   | 155SG4  | Kleiderschutz Kunststoff steckbar, klein 126     |
| <input type="checkbox"/>   | 155SG3  | Kleiderschutz Kunststoff steckbar, gross 126     |
| <input type="checkbox"/>   | 155SG5  | Aluminium fest verschraubt <sup>3</sup> 126      |
| Rückentasche               |         |  |
| <input type="checkbox"/>   | 155A1   | Rückentasche gross 79                            |
| <input type="checkbox"/>   | 155A2   | Rückentasche klein 79                            |
| Sitztasche                 |         |  |
| <input type="checkbox"/>   | 155A8   | Sitztasche 57                                    |
| Positionierungsgurt        |         |  |
| <input type="checkbox"/>   | 155A17  | Positionierungsgurt mit Velcroverschluss 68      |
| <input type="checkbox"/>   | 155A18  | Positionierungsgurt mit Schnallenverschluss 68   |
| <input type="checkbox"/>   | 155A190 | Positionierungsgurt, Ratschensystem, lang 98     |
| <input type="checkbox"/>   | 155A191 | Positionierungsgurt, Ratschensystem, X-lang 98   |
| Diverses Zubehör           |         |  |
| <input type="checkbox"/>   | 155A103 | Brustgurt 5cm breit, 120cm lang 38               |
| <input type="checkbox"/>   | 155A106 | Brustgurt 10cm breit, 120cm lang 38              |
| <input type="checkbox"/>   | 155A90  | Polsterung für Rückenbügel <sup>6</sup> 28       |
| <input type="checkbox"/>   | 155A96  | Adapter Presta zu Autoventil 7                   |
| <input type="checkbox"/>   | 155A98  | Luftpumpe 89                                     |
| <input type="checkbox"/>   | 155IG20 | Rahmenschutz aus Neoprene (für Vorderrahmenteil) |
| <input type="checkbox"/>   | 155A180 | Fussfixation 49                                  |
| <input type="checkbox"/>   | 155A181 | Supporter für Antikipp <sup>4</sup> 103          |

| Fussnoten   |  |  |
|---|--|--|
| 1) Nicht möglich mit hochmontierter Fussauflage         |  |  |
| 3) Aluminium Seitenteile für plus 1.25cm (1/2") nötig   |  |  |
| 4) Nur mit Basisrahmen mit integriertem Einzel-Antikipp |  |  |
| 6) Nötig für den Wettkampf                              |  |  |

**JAY** Diverse JAY Sitzkissen und JAY Rücken siehe JAY Bestellformulare

| Sitzmatrix |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| SITZ-Tiefe | 25.50 | 28.00 | 30.50 | 33.00 | 35.50 | 38.00 | 40.75 | 43.25 | 45.75 | 48.25 | 50.75 |   |
| Breite     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 30.50cm    | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |       |       |   |
| 33.00cm    |       | X     | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |       |       |   |
| 35.50cm    |       |       | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |       |       |   |
| 38.00cm    |       |       |       | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |       |   |
| 40.75cm    |       |       |       |       | X     | X     | X     | X     | X     |       |       |   |
| 43.25cm    |       |       |       |       |       | X     | X     | X     | X     | X     | X     |   |
| 45.75cm    |       |       |       |       |       |       | X     | X     | X     | X     | X     | X |
| 48.25cm    |       |       |       |       |       |       |       | X     | X     | X     | X     | X |
| 50.75cm    |       |       |       |       |       |       |       |       | X     | X     | X     | X |

